

台数限定!!

大特価キャンペーン



Smart Chrom Plus

レコーダー出力やインテグレート出力を持つ
HPLC、GC用検出器および圧力計、温度計などに
(±2.5V以内の電圧出力がある機器) 接続可能。

通常価格

¥298,000

キャンペーン価格

¥225,000

さらに今なら既にSmartChromをお使いのお客様に限り、
SmartChromPlusへのリプレースキャンペーンも開催!!

リプレースキャンペーン価格

¥165,000

※キャンペーン価格での提供は、2020年10月末日までのご注文分となり、台数に限りがございます。
※リプレースキャンペーンご希望の場合、お手持ちのSmartChromを下取りさせて頂いてのご提供となります。

仕様

Smart Chrom Plus

- ◆ 入力チャンネル 2チャンネル or 4チャンネル (独立して制御可能)
- ◆ データ取得間隔(Hz) 1チャンネルモード : 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5Hz
2チャンネルモード : 10, 5, 2, 1, 0.5Hz
- ◆ データ取得開始 マニュアル、外部接点入力 (オートサンプラーなどによるスタート)
- ◆ PC動作環境
メモリー : 1GB以上推奨
HDD : 16GB以上推奨
USB : USB2.0に準拠するポートを1チャンネル以上有している事
OS : WindowsXP, Vista, 7, 8, 10それぞれ32bit, 64bitに対応
- ◆ 出力内容
高さ、面積、面積%、理論段数、対称性、分離度
- ◆ データのエクセル転送 Excel2003, 2007, 2013 ※エクセル転送機能を使用する場合に必要

解析画面よりボタン1つでクロマトグラム、実測値 (時間および電圧値)、解析結果をエクセルに転送
できます。

エクセル等の機能をフルに活用してスライドや細かなレポートを簡単に作成するのに便利なソフトです。
※WindowsおよびExcelは米国マイクロソフト社の登録商標です。

以前のSmartChromで取得したデータも変換を行い再解析可能